



QQ-D82
Let's make your
life comfortable.

MADE IN
JAPAN

舌クリーナー ヘラ タイプ

- 舌の表面のザラザラした部分は舌乳頭という小突起の集まりです。この舌乳頭の間には食べカスがたまり細菌が発生し口臭の原因となります。舌クリーナーで、口の中を清潔に保ちましょう。

特長

- ゴシゴシと擦ると舌を傷つけてしまう恐れがあります。
舌の上に先端を軽くあてて奥から手前にかき出してください。
- 煮沸消毒をする場合、沸騰水中に沈め15分以上煮沸してください。また、消毒後は高温になっており火傷の恐れがあります。取り出す際は素手で触らないでください。
(煮沸消毒法より)

⚠ 注意：下記の注意をよくお読みください。

- ① 舌ミガキ以外の目的には使用しないでください。
- ② 舌を傷つけないよう軽い力で舌の感覚に注意しながらご使用ください。
- ③ 横すべりさせないでください。
- ④ 舌の奥まで差し込みますと吐き気をもよおすことがありますので、洗面所など鏡のある場所で状態を確認しながらゆっくりとご使用ください。
- ⑤ 舌が荒れているときは使用しないでください。
- ⑥ 痛みなどの異常を感じた時はすぐに使用をやめ専門医にご相談ください。
- ⑦ 使用後は水でよく洗浄し乾燥させて、清潔に保管してください。
- ⑧ お子様の手の届かない場所に保管してください。

※舌の汚れには個人差がありますので舌を傷つけないよう過度の舌掃除や力を入れすぎないようにご注意ください。