

ジェットウォッシャー EW-DJ10 商品概要

いつもの歯みがき+ 40秒のオーラルケアでお口すっきり!

ジェット水流で歯ぐきケアと食べカス除去

コンパクトで携帯にも便利な「タンク収納式」

充電の手間なく使える乾電池式



- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品概要	詳細 (スペック)	取扱説明書ご利用条件[必ずお読み下さい]
品番	EW-DJ10 EA763AH-42	
電池種類	単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本	
電源	乾電池式(充電式電池使用可能)	
本体寸法	高さ21.8(収納時14.2)×幅5.1×奥行6.8cm	
本体質量 (重量)	約204g(乾電池含まず。ノズル含む)	
色柄名称	-W 白	
生産国	中国製	
パッケージ寸法	高さ19.1×幅12.6×奥行7.8cm	
POSコード	-W 4902704032713	
タンク容量(1回の使用時間)	約165mL(約40秒間使用可能)	
使用時間	約30日(1日1回、ノーマルモード、1回約40秒間の使用で約20分間使用可能)	
本体水洗い	○	

付属品

ノズル1本

ジェットウォッシャー EW-DJ10 | オーラルケア

音波振動ハブラシ
Doltzいつもの歯磨き+40秒のオーラルケアで
お口スツキリ。

TOPICS

「歯周病」の
正しい知識とケア

「虫歯」と「歯周病」の違いや、歯周病ケアのポイントについて鶴見大学の五味先生にお話を伺いました。

歯周ポケットケアを追求
した新発想ドルツとは

歯周ポケットケアのために生まれた、極細毛ハブラシのドルツ。そのこだわりについて、主任技師の内田さんにお話を伺いました。

ジェット水流で歯ぐきケアと食べカス除去

ブラシでは磨き残しやすい歯間や歯周ポケットを、ジェット水流で心地よくケア。忙しい朝でも、すばやくすっきりケアできます。

ジェット水流 で
歯周ポケットや歯間の
食べカスを除去

ジェット水流 で
健康な歯ぐきを
推進!



ブラシでは
磨き残し
やすい場所を、
しっかりケア。



コンパクトで携帯にも便利な「タンク収納式」

タンク収納式でコンパクトに携帯できます。



充電の手間なく使える充電式電池※1

単3形アルカリ乾電池、または単3形充電式電池※12本で約30日使用可能※2。毎日の充電の手間がなく、充電コードも不要で手軽に使える、旅行など外出先での使用にもピッタリです。



本体はまるごと水洗いでき、いつも清潔に保てます。



※1 パナソニック製をおすすめします。

※2 1日1回、ノーマルモード、1回約40秒間の使用で約20分間使用可能。

● 写真、イラストは全てイメージです。