

品番：EA763AH-36E

品名：AC100-240V [充電式]音波振動歯ブラシ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,000円(税抜)／ 13,200円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 12,000円(税抜)／13,200円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2024/04/28 16:06現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |

仕様

|          |                                                                                |      |                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| メーカー     | パナソニック(Panasonic)                                                              | 型番   | EW-DL36-P                                  |
| 振動数(回/分) | 31,000                                                                         | 充電時間 | 約17時間                                      |
| 電源       | AC100～240V(50/60Hz)                                                            | サイズ  | 27(W)×30(D)×216(H)mm                       |
| 重量       | 95g                                                                            | モード  | ノーマルモード<br>ソフトモード                          |
| 機能       | 防水設計 IPX7<br>海外両用 AC100～240V<br>パワーコントロール<br>モード記憶機能<br>充電催促機能<br>磨き時間お知らせタイマー | 電源方式 | 無接点充電方式                                    |
| 使用電池     | リチウムイオン(Li-ion)電池                                                              | 消費電力 | 約1W(充電時)                                   |
| 使用時間     | フル充電で約90分                                                                      | 付属品  | 極細毛ブラシ(コンパクト), クリーン&ホワイต์ブラシ, 充電器, ブラシスタンド |
| リニア音波振動  |                                                                                |      |                                            |
| モード2段階切替 |                                                                                |      |                                            |
| 音波式      |                                                                                |      |                                            |
| 充電式      |                                                                                |      |                                            |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <p>歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&amp;リニア音波振動</p> |
| <p>薄ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける</p>      |
| <p>クリーン&amp;ホワイトブラシで、約1週間で自然な白い歯へ</p> |

代替品

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>品番</div> <div>EA763AH-111C</div> <div>コメント</div> <div>変更点:重量、サイズ</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.