



**PR41 6個入(1.4V)**  
(発注品番 PR-41/6P)

- 約φ7.9×3.6mm(約0.5g/1個あたり)
  - 用途:補聴器
- POSコード/4984824 530515

EA758YN-1



**PR44 6個入(1.4V)**  
(発注品番 PR-44/6P)

- 約φ11.6×5.4mm(約1.6g/1個あたり)
  - 用途:補聴器
- POSコード/4984824 530508

EA758YN-2A



**PR48 6個入(1.4V)**  
(発注品番 PR-48/6P)

- 約φ7.9×5.4mm(約0.8g/1個あたり)
  - 用途:補聴器
- POSコード/4984824 530522

EA758YN-3



**PR536 6個入(1.4V)**  
(発注品番 PR-536/6P)

- 約φ5.8×3.6mm(約0.3g/1個あたり)
  - 用途:補聴器
- POSコード/4984824 530492

EA758YN-5

- 補聴器には、クリーンな空気亜鉛電池を。  
シールをはがすと空気でおこすクリーンな高エネルギー電源です。
- シールをはがして約30秒経過後にご使用ください。

パッケージに  
「同じように使えます。」と  
記載がある場合のみ、  
P表記なしとP表記ありの  
商品で互換性があります。

PR44と  
PR44Pとの  
互換性



○  
互換性あり  
(ドイツ製)



×  
互換性なし  
(日本製)

PR48と  
PR48Pとの  
互換性



○  
互換性あり  
(ドイツ製)



×  
互換性なし  
(日本製)