



リフォーム式トイレ **両用型** TR-200

足ゴムの取り付け方

足ゴムの位置が〈図A〉のように床からずれる場合は、適切な位置に足ゴムを付けかえてご使用ください。〈図B〉



リフォーム式トイレ **両用型** TR-200

介護保険対象品



アイリスオヤマ株式会社 ヘルスケア事業部

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 <http://www.irisohyama.co.jp/>

アイリスコール (通話料無料) **0120-821-109** 平日 9:00~17:00、土日・祝日 9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

(FAXでのお問い合わせは(通話料無料) 0800-888-2600 (Webからの問い合わせは) <https://www.irisohyama.co.jp/support/>)

製品サイズ：幅約 39.6×奥行 63.5×22.5cm
材質：ポリプロピレン



MADE IN CHINA



ホワイト

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。