



バッグのスキマに入れやすい!※1
「タテ型スリムタイプ」

ファスナーを開けて広げると…
「ランチョンマット」に!

保温力が高い
まほうびん保温ケース

清潔!
「Ag+抗菌※2加工容器」
(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器)

充実サイズで
「汁もれしにくいおかず容器」

※1 バッグの大きさによってはスキマに入らない場合もあります

※2 試験機関: (社) 京都微生物研究所
試験方法: JIS Z2801に基づく
抗菌の対象場所: ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器
試験結果: 99.9%の抗菌効果 (試験番号: 0803-8109,0803-8110)

商品特長

バッグのスキマに入れやすい!※1 「タテ型スリムタイプ」



※1 バッグの大きさによってはスキマに入らない場合もあります

ファスナーを開けて広げると… 「ランチョンマット」に!

ポーチを広げるとランチョンマットにして使うことができます。ポーチの内面には水加工を加えているので、水やおかずの汁をこぼしてしまっても、汚れがつきにくくサッと拭くだけお手入れカンタン!



保温力が高いまほうびん保温ケース

ランチタイムまでごはんあったか。



清潔！「Ag+抗菌※2加工容器」（ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器）



(抗菌※2加工(内)容器)

内容器に抗菌※2効果の高い銀イオン（Ag+）を配合し、菌の発生を抑制※2。清潔なお弁当箱で、安心のランチタイムを楽しんでください。

※2 試験機関：（社）京都微生物研究所
試験方法：JIS Z2801に基づく
抗菌の対象場所：ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器
試験結果：99.9%の抗菌効果（試験番号：0803-8109,0803-8110）

充実サイズで「汁もれしにくいおかず容器」

おかず容器は密閉性が高い構造なので、汁もれを抑えます。



本体丸洗いOK

お手入れ簡単で、清潔をキープできます。
(水中に放置しないでください)

「はし」 & 「はし箱」つき

「はし」は「はし箱」に入れてポーチに収納可能です。



その他注目ポイント

- ・電子レンジ対応容器※3（ごはん容器・おかず容器）

※3 ごはん容器・おかず容器のふたは必ず外して使用してください。

商品仕様

品番	SZ-JB02
容量（約L）	ごはん容器 0.24 おかず容器0.19L（2個）
外形寸法 幅×奥行×高さ（約cm）	10.5×9×20.5（ポーチなし） 15×9.5×25（ポーチ含む）
保温効力(6時間)	49℃以上（ポーチなし） 53℃以上（ポーチに入れた場合）
本体質量（約kg）	0.37（ポーチなし） 0.44（ポーチ含む）